

Protesi
conometrica


XCN[®]





Monconi MUA-Conic
per protesi conometrica


Protesi conometrica



VANTAGGI

- Protesi cement-free, grazie alla rimozione extra-orale dei residui di cemento
- Protesi priva di viti di connessione e dei relativi fori di accesso
- Protesi facilmente rimovibile per controlli periodici e igiene orale
- Elevata stabilità della protesi grazie alla frizione conica
- Sigillo all'interfaccia per una migliore salute dei tessuti molli perimplantari

Innovativo accoppiamento Titanio-PEEK



MIGLIORE TENUTA
MAGGIORE SIGILLO




(Immagine SEM 400x)

QUANDO

- Edentule parziali (ponti in zona canino, premolare e molare)
- Edentule totali (protesi fisse e rimovibili)
- Carico immediato

Caratteristiche

Emergenza conica con semiangolo a 5°




Ampia gamma di angolazioni
(0° , 7.5° , 15° , 25° , 35°)
e altezze gengivali



Adattabilità a qualsiasi situazione clinica
grazie alla connessione XCN® 360°



Reversibilità del moncone MUA-Conic
in moncone MUA in qualsiasi momento
del trattamento, passando da una protesi
conometrica ad una protesi avvitata



Cappette conometriche preformate

Il sistema offre tre diverse tipologie di cappette per tre diversi utilizzi: cappetta FIXED per protesi fisse, cappetta MOBILE per overdenture e cappetta WELD per saldatura intraorale.

Cappetta Fixed



Cappetta Mobile







Cappetta Weld



Case Report





Conometria fissa



Per gentile concessione del Dr. Giuseppe Musiello
e Odt. Pasquale Martino

Case Report




Conometria rimovibile



Per gentile concessione del Dr. Salvatore Belcastro
e Laboratorio Monni & C.

Case Report

Conometria elettrosaldata



Per gentile concessione del Dr. Umberto Stella
e Odt. Vaniel Fogli (Laboratorio Eurodental)



Per ulteriori approfondimenti scarica il webinar:

Protesi fissa con cappette conometriche

Dr. Fabrizio Dell'Innocenti e Odt. Massimiliano Pisa

XCN[®]

SOLO VERI SORRISI



Leone S.p.a.

Via P. a Quaracchi 50

50019 Sesto Fiorentino | Firenze | Italia

Ufficio Vendite Italia:

tel. 055.3044600 | fax 055.374808

italia@leone.it | www.leone.it